

# Suntem®

GÜNEYDENT

## ST-D580 (Special) Dental Unit

İNDİRİM

%  
18



GÜNEYDENT



/ [guneydenttibbicihazlar](https://www.guneydent.com.tr)



[www.guneydent.com.tr](https://www.guneydent.com.tr)



+90 342 361 01 16

## ST-D580 (Special) Dental Unit



GÜNEYDENT



## HEDİYE

**WOODPECKER**  
UDS-N2 LED  
Ünite Monte Kavitrone Cihazı

### ► Teknik Özellikler

- Fonksiyon: Scaling & Perio
- Kontrol Ünitesi Girişi: 24V~50Hz/60Hz 1.3A
- Kontrol Ünitesi Sigorta Girişi: 250V/T 1.6AL
- Güç Çıkışı: 3W ~ 20W
- Titreşim Çıkış Gücü: ≤200 µm
- Titreşim Frekans Gücü: 28kHz±3kHz
- Su Basıncı: 0.01MPa to 0.5MPa
- Kontrol Ünite Ağırlık: 0.2kg
- Kontrol Ünite Ölçü: 74mmx56mmx38mm
- 2 Yıl Garanti




**Ünite Monte Edilebilir**  
Kavitrone Cihazı

## HEDİYE

**WOODPECKER**  
LED-G  
Ünite Monte  
LED Işıklı Polimerizasyon Cihazı

### ► Teknik Özellikler

- Güç Girişi: 24V
- Güç Tüketimi: 5W
- Dalga Boyu: 420nm ~ 480nm
- Işık Şiddeti: 1.000 ~ 1.600 mw/cm2
- Zaman Ayarı: 5 ~ 40Sn.
- Çalışma Modu: Full, Ramping, Pulse
- 2 Yıl Garanti



**Ünite Monte Edilebilir**  
LED Işıklı Polimerizasyon Cihazı

## HEDİYE

**MIKAĐO**  
MD-558 AM-1  
Havalı Mikromotor

### ► Teknik Özellikler

- Hava Basıncı: 2.2 ~ 3.2 MPa
- Dönme Hızı: 5.000rpm ~ 27.000rpm
- Tork: 3.5Ncm
- Dönüş Yönü: Sağ & Sol
- Soğutma Sistemi: İçten Sulu Sistem
- Su Çıkışı: 46 ML/Min
- Su Basıncı: 0.8 ~ 2.5 Bar
- Ses Seviyesi: 57db
- 6 Ay Garanti



- Borden (B2) Bağlantı
- Midwest (M4) Bağlantı

## HEDİYE

**MIKAĐO**  
MD-558 CA-1P  
Anguldurva

### ► Teknik Özellikler

- Hız Aktarım Oranı: 1:1 Hız Aktarımı
- Dönme Hızı: 40.000rpm
- Frez Değişirme Sistemi: Push Button
- Soğutma: İçten Sulu Soğutma Sistemi
- Su Çıkışı: 46 ML/Min
- Ses Seviyesi: 57db
- Frez Tipi: Anguldurva frezi (Ø2.35)
- 6 Ay Garanti



- İçten Sulu Soğutma Sistemi
- 135°C Otoklavda Sterilizasyon
- Termo Dezenfektörde Sterilizasyon

## HEDİYE

**MIKAĐO**  
MD-558 G1T  
Aerator Başlığı

### ► Teknik Özellikler

- Hava Basıncı: 2.0 ~ 3.5 MPa
- Hava Tüketimi: 39 ~ 51 NL/dak
- Dönme Hızı: 350.000rpm ~ 450.000rpm
- Güç: 22 Watt
- Soğutma: 3 Noktadan Etkin Su & Hava
- Su Çıkışı: 80ML minimum / dakika
- Su Pulverize Basıncı: 1.0 ~ 4.0 Bar
- Su Basıncı: 0.8 ~ 2.5 Bar
- Aydınlatma Sistemi: Entegre Jeneratör
- Renk Sıcaklığı: 5.500 °K
- Işık Yoğunluğu: 25.500 LUX
- Kafa Tipi: Tork
- Ses Seviyesi: 60db
- 6 Ay Garanti



- Borden (B2) Bağlantı
- Midwest (M4) Bağlantı



# GÜNEYDENT

TIBBİ CİHAZLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tekstilkent Mahallesi İbrahim Tevfik Kutlar Caddesi  
No: 82 / 1 PK: 27100 ŞAHİNBEY / GAZİANTEP - TÜRKİYE  
Tel.: +90 342 361 01 16 - Fax.: +90 342 361 01 17



/ [guneydentibbicihazlar](https://www.youtube.com/guneydentibbicihazlar)



[www.guneydent.com.tr](http://www.guneydent.com.tr)