


KOUNG SUN E220

RENK TONU TESPİT CİHAZI



Tek Dokunuşla Renk Tespiti



Klinik Olarak Kanıtlanmış Doğruluk %98'in Üzerinde



Yüksek hassasiyetli sensörler ve akıllı algoritmalar sayesinde, renk ölçüm doğruluğu $\pm 0.1 \Delta E$ 'ye kadar çıkıyor. Bu da, renk tonu eşleştirme başarısını önemli ölçüde artırıyor.



Görselleştirilmiş Veriler



Sonuçlara anında ulaşın: Sadece 1 saniye içinde hızlı ve verimli sonuçlar alın.
Ölçüm değerleri yüksek çözünürlüklü (HD) ekranda anlık olarak gösterilir.
Bu sayede, renk tonu numarası ve renk sapması hakkında 1 saniyeden kısa sürede net bir geri bildirim alırsınız.



Çok Sistemli Renk Tonu Rehber Desteği



Diş hekimliğinde en sık kullanılan iki ana renk skalası (VITA Classical A1-D4 ve VITA 3D-Master) ile tam uyumlu çalışır.





- ① VITA 3D-Master
- ② VITA Classical A1-D4



Ortam Işıđı, Islaklık ve Nemden Etkilenmez



Harici etkenlerden etkilenmez. Gelişmiş uyarlanabilir aydınlatma teknolojisi sayesinde, ağız içi nemden, doğal ışıktan, ameliyat lambalarından veya deđişen diđer aydınlatma koşullarından bağımsız olarak her zaman dođru ve tutarlı renk ölçümü yapar.



Cihaz Ağırlığı Sadece 113gr



Şık, Ergonomik ve Hafif tasarımı maksimum kullanım konforu sağlar.



Mükemmel Batarya Performansı



Tek bir şarjla 6.000'den fazla ölçümü destekler.





GÜNEYDENT

TIBBİ CİHAZLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Molla Gürani Mahallesi Akkoyunlu Sokak No: 20-22A
P.K.: 34093 Fındıkzade - FATİH / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel.: +90 212 558 65 58 - Fax.: +90 212 558 65 58



guneydenttibbicihazlar



www.guneydent.com.tr